

Anticorps Polyclonal Anti-Gipc2 Pour Wb Et Elisa - Q8Tf65

Numéro d'article: CM0013113



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GIPC2 humain (protéine contenant un domaine PDZ GIPC2, SEMCAP2) pour les applications de Western blot et ELISA. Reconnaît une protéine cytoplasmique d'environ 34 kDa, régulée à la baisse dans les tumeurs rénales et colorectales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIPC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SEMCAP2; SEMCAP-2; GIPC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54810
GeneID	54810
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-315 du GIPC2 humain (NP_060125.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8TF65
Poids moléculaire	34kDa
Expédition	Sac de glace