

Anticorps Polyclonal Anti-Gipr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P48546

Numéro d'article: CM0027349



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le récepteur GIPR humain (récepteur du polypeptide insulinothéropé dépendant du glucose), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation GIP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-GIPR
Remarques/Alias	PGQTL2 ; GIPR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2696
GeneID	2696
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-138 du GIPR humain (NP_000155.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48546
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace