

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Girk2 (Kcnj6) Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P48051

Numéro d'article: CM0006420

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre GIRK2 (KCNJ6), un canal potassique redresseur entrant activé par les protéines G. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA ; réagit avec l'humain et le rat. Utile pour l'étude de la sécrétion d'insuline et des maladies liées aux canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	GIRK2(KCNJ6) mAc Lapin
Remarques/Alias	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; GIRK2(KCNJ6)
Espèce	Humain
GeneID	3763
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P48051
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace