

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Git2 Pour Wb, Elisa - Q14161

Numéro d'article: CM0012840

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine GIT2 humaine (protéine ARF GTPase-activatrice GIT2), validé pour Western blot et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation des GPCR et de la dynamique du cytosquelette. - Q14161

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIT2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PKL; CAT2; CAT-2; GIT2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	9815
Identifiant de gène	9815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-510 de la GIT2 humaine (NP_476511.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14161
Poids de la protéine	85 kDa
Expédition	Sac de glace