


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ligand Gitr/Tnfsf18 Pour Wb, Elisa - Q9Ung2

Numéro d'article: CM0027827



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le ligand GITR humain (TNFSF18), également connu sous le nom d'AITRL/GITRL. Validé en WB et ELISA, réagit croisé avec la souris et le rat. Pour les études d'activation des lymphocytes T et d'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ligand GITR/TNFSF18 Lapin pAb
Remarques/Alias	TL6; AITRL; GITRL; TNLG2A; hGITRL; Ligand GITR/TNFSF18
Espèce	Humain
GeneID	8995
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 52-177 du ligand GITR/TNFSF18 humain (NP_005083.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNG2
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace