

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gitr/Tnfrsf18 Pour Wb, Elisa - Q9Y5U5

Numéro d'article: CM0016500



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin produit contre la protéine GITR/TNFRSF18 humaine (aa 26-255). Il détecte le GITR humain et de souris par WB et ELISA, convient à l'étude de l'activation des lymphocytes T, de la signalisation NF-kB et de la biologie des points de contrôle immunitaires. SWISS : Q9Y5U5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GITR/TNFRSF18 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AITR; GITR; CD357; GITR-D; ENERGEN; GITR/TNFRSF18
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8784
GeneID	8784
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-255 de la protéine GITR/TNFRSF18 humaine (NP_683699.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9Y5U5
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant