

Anticorps Polyclonal Anti-Gja4 Pour Wb, Elisa - P35212

Numéro d'article: CM0023301

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GJA4 humaine (Connexine-37), validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions gap et la communication intercellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GJA4 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CX37 ; GJA4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2701
GeneID	2701
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 229 et 333 de la GJA4 humaine (NP_002051.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P35212
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sachet de glace