

Anticorps Polyclonal Anti-Gja5 Pour Wb, Elisa - P36382

Numéro d'article: CM0029216

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre GJA5 (Connexine-40, CX40) validé pour WB et ELISA. Détecte le GJA5 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions communicantes et le cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GJA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CX40; ATFB11; GJA5
Espèce	Humain
GeneID	2702
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 229-358 du GJA5 humain (NP_859054.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36382
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace