

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gja5/Cx40 Pour If/Icc, Elisa - P36382

Numéro d'article: CM0017605

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GJA5/Connexine-40 humain, validé pour IF/ICC et ELISA. Convient à l'étude de la fonction des jonctions communicantes, de la biologie cardiovasculaire et de la communication cellulaire dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GJA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	CX40; ATFB11; GJA5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2702
GeneID	2702
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 229-358 du GJA5 humain (NP_859054.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P36382
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace