

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gja8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48165

Numéro d'article: CM0023153

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GJA8 humain (Connexine-50). Convient pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions communicantes du cristallin et la cataracte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GJA8 Lapin pAb
Remarques/Alias	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2703
ID de Gène	2703
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48165
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace