


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gjb1 Pour Wb Et Elisa - P08034

Numéro d'article: CM0017407



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GJB1 humain (Connexine-32) pour le Western blotting et l'ELISA. Reconnaît le GJB1 humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les jonctions communicantes, la maladie de Charcot-Marie-Tooth et les neuropathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GJB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CMTX; CX32; CMTX1; GJB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2705
GeneID	2705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 214-283 du GJB1 humain (NP_000157.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08034
Poids moléculaire	32kDa
Expédition	Sac de glace