

Anticorps Polyclonal Anti-Gjb3 Pour Wb, Elisa - 075712

Numéro d'article: CM0026459

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GJB3 (Connexine-31). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée sur l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la perte auditive et les maladies de la peau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GJB3 Lapin pAb
Remarques/Alias	EKV; CX31; DFNA2; EKVP1; DFNA2B; GJB3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2707
GeneID	2707
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de la GJB3 humaine (NP_076872.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075712
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace