


Anti-Gjd2 Pab De Lapin - Q9UKL4

Numéro d'article: CM0030873



Introduction

Le pAb de lapin anti-GJD2 détecte la protéine jonction gap delta-2 (connexine-36) chez l'homme, la souris et le rat par WB et ELISA. La cible est exprimée dans les jonctions gap neuronales, d'un poids moléculaire d'environ 36 kDa. Adapté pour les études en neurosciences et sur la communication cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GJD2
Remarques / Alias	CX36; GJA9; GJD2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	57369
ID du gène	57369
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-197 de la protéine GJD2 humaine (NP_065711.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKL4
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace