

Anticorps Polyclonal Anti-Gk2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14410

Numéro d'article: CM0022512

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GK2 (Glycérol kinase 2, spécifique du testicule) humaine. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la fertilité masculine et la spermatogenèse, y compris la formation de la gaine mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GK2 pAb de lapin
Remarques / Alias	GKP2 ; GKTA ; GK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2712
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14410
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac isotherme