

Anticorps Polyclonal Anti-Gkn1 Pour Wb, Elisa - Q9Ns71

Numéro d'article: CM0013403

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GKN1 humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. La Gastroke-1 est une protéine mitogène impliquée dans l'intégrité de la muqueuse gastrique. Idéal pour la recherche gastro-intestinale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GKN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FOV; CA11; AMP18; BRICD1; foveoline; GKN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56287
GeneID	56287
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9NS71
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace