

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-GLB1L3 Pour Wb Et Elisa - Q8Nci6

Numéro d'article: CM0015957

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GLB1L3 humaine (protéine de type bêta-galactosidase 1) est validé pour le Western blot et l'ELISA, et présente une réaction croisée avec la souris et le rat. Un outil essentiel pour l'étude de l'activité glycosidasique et du métabolisme des gangliosides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLB1L3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLB1L3
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	112937
GeneID	112937
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-290 de la GLB1L3 humaine (NP_001073876.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NCI6
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace