

Anticorps Polyclonal Anti-Gldc Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P23378

Numéro d'article: CM0029178



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GLDC humain, validé pour les essais WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de la glycine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLDC Lapin pAb
Remarques/Alias	GCE; GCSP; HYGN1; GLDC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2731
GeneID	2731
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 36-290 du GLDC humain (NP_000161.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23378
Poids moléculaire	113kDa
Expédition	Sac de glace