

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gldc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P23378

Numéro d'article: CM0006902



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la GLDC humaine (GCE/GCSP), la protéine P mitochondriale du système de clivage de la glycine. Convient pour WB, IHC-P, ELISA et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLDC Rabbit mAb
Remarques / alias	GCE; GCSP; HYGN1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2731
ID du gène	2731
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-749 de la GLDC humaine (NP_000161.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23378
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace