

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gldc Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P23378

Numéro d'article: CM0019085



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le GLDC humain, adapté pour WB, IF, IHC-P et ELISA. Validé sur humain, souris, rat. Cible la glycine décarboxylase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLDC Lapin pAb
Remarques/Alias	GLDC; GCE; GCSP; HYGN1; glycine décarboxylase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2731
GeneID	2731
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-749 du GLDC humain (NP_000161.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23378
Poids moléculaire	112kDa
Expédition	Sac de glace