

Polymab® De Lapin Anti-Gldc Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23378

Numéro d'article: CM0009874



Introduction

PolymAb® de lapin anti-GLDC haute performance validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Cible la glycine déshydrogénase mitochondriale pour les études sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLDC Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	GCE; GCSP; HYGN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2731
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-749 de la GLDC humaine (NP_000161.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23378
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigéré