

Anticorps Polyclonal Anti-Gle1 Pour Wb, Elisa - Q53Gs7

Numéro d'article: CM0015325



Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-humain GLE1 validé pour le Western blot et l'ELISA. Permet l'étude des mécanismes d'exportation de l'ARNm et de la biologie du complexe des pores nucléaires. Essentiel pour la recherche sur les nucléoporines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LCCS; CAAHC; CAAHD; GLE1L; LCCS1; hGLE1; GLE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2733
GeneID	2733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de GLE1 humain (NP_001003722.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q53GS7
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace