

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gli1 Pour Wb Et Elisa - P08151

Numéro d'article: CM0031055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Gli1 de haute qualité validé pour Western blot (WB) et ELISA. Il détecte le Gli1 humain, de souris et de rat, un facteur de transcription clé de la voie de signalisation Hedgehog impliqué dans le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLI1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Espèce	Humain
ID du gène	2735
Immunogène	Protéine recombinante de GLI1 humaine
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08151
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sachet de glace