

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gli1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08151

Numéro d'article: CM0016348



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GLI1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. GLI1 est un activateur transcriptionnel clé de la voie Hedgehog, impliqué dans le développement et le cancer. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLI1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GLI; PPD1; PAPA8; GLI1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2735
ID du gène	2735
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 350-450 de GLI1 humain (NP_001153517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08151
Poids de la protéine	118kDa
Expédition	Sac de glace