

Anticorps Monoclonal Anti-Gli2 Pour If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P10070

Numéro d'article: CM0006773

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre GLI2, validé pour IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la voie de signalisation Hedgehog et les études HTLV-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GLI2 Lapin mAb
Remarques/Alias	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2736
GeneID	2736
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1100-1200 du GLI2 humain. (NP_005261.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10070
Expédition	Sac de glace