

Anticorps Polyclonal Anti-Gli2 Pour Wb, Elisa - P10070

Numéro d'article: CM0026024

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GLI2, adapté pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible le facteur de transcription GLI2 impliqué dans la signalisation hedgehog et le développement. Usage de recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLI2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GLI2; CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; Gli2
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	2736
GeneID	14633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 de mus musculus GLI2 (NP_001074594.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P10070
Poids moléculaire protéique	168 kDa
Expédition	Sac de glace