

Anticorps Polyclonal Anti-Gli2 Pour Wb, Elisa - P10070

Numéro d'article: CM0024629

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GLI2 (ID de gène 2736, SWISS P10070) validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la signalisation Smoothened et la recherche sur les facteurs de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GLI2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CJS; HPE9; PHS2; THP1; THP2; GLI2
Espèce	Humain
ID de Gène	2736
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1100-1200 du GLI2 humain (NP_005261.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10070
Poids Protéique	168kDa
Expédition	Sac de glace