


Anticorps Polyclonal Anti-Gli3 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10071

Numéro d'article: CM0016296



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GLI3 humain, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la signalisation Hedgehog et de la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLI3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PHS; ACLS; GCPS; PAPA; PAPB; PAP-A; PAPA1; PPDIV; GLI3FL; GLI3-190; GLI3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2737
GeneID	2737
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 681-788 du GLI3 humain (NP_000159.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10071
Poids de la protéine	170 kDa
Expédition	Sachet isotherme