

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glis3 Pour Wb Et Elisa - Q8Nea6

Numéro d'article: CM0017855

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GLIS3 validé pour WB et ELISA. Reconnaît GLIS3 humain, murin et rat. Idéal pour la recherche sur la transcription et le diabète. - Q8NEA6.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GLIS3 pAb de lapin
Remarques/Alias	NDH ; ZNF515 ; GLIS3
Espèce	Homme
GeneID (humain)	169792
GeneID	169792
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 606-775 de GLIS3 humain (NP_689842.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q8NEA6
Poids moléculaire	84 kDa
Expédition	Sac réfrigérant