

Anticorps Monoclonal Anti-Glo1 Pour Wb, Elisa - Q04760

Numéro d'article: CM0010507



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la GLO1 humaine (lyase du lactoylglutathion), validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la détoxification par la glyoxalase et des voies de signalisation de NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-GLO1
Remarques/Synonymes	GLYI ; GLOD1 ; HEL-S-74 ; GLO1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2739
ID du gène	2739
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la GLO1 humaine (Q04760).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q04760
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac réfrigérant