

Anticorps Polyclonal Anti-Glomulin (Glmn) Pour Wb, Elisa - Q92990

Numéro d'article: CM0017295



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Glomulin (GLMN), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Essentiel pour la régulation du ligase d'ubiquitine SCF et le développement du système vasculaire. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLMN Lapin pAb
Remarques/Alias	FAP; GVM; GLML; FAP48; FAP68; FKBPAP; VMGLOM; GLMN
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11146
GeneID	11146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 405-594 de la GLMN humaine (NP_444504.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92990
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace