


Anticorps Monoclonal Anti-Glp-1 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numéro d'article: CM0006083



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le GLP-1 humain. Validé pour l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Soutient les études sur le diabète, l'obésité et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLP-1 Lapin mAb
Remarques / Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1
Espèce	Humain
GeneID	2641 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70-150 du GLP-1 humain (P01275).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01275
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet isotherme