


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glp-2 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numéro d'article: CM0010385



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le GLP-2 humain, validé pour IF-P, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Le GLP-2 est un facteur de croissance intestinal clé, idéal pour la recherche gastro-intestinale et métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GLP-2
Remarques/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; GLP-2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2641
GenelD	2641
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 81-180 du GLP-2 humain (P01275).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01275
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace