


Anticorps Polyclonal Anti-Glp1R Pour Wb, If/Icc, Elisa - P43220

Numéro d'article: CM0030131



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GLP1R humain, validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation du récepteur du peptide-1 de type glucagon et sur le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GLP1R
Remarques/Alias	GLP-1 ; GLP-1R ; GLP-1-R ; GLP1R
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2740
GeneID	2740
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-140 du GLP1R humain (NP_002053.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P43220
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace