


Anticorps Monoclonal Anti-Glp2R Pour Wb Et Elisa - O95838

Numéro d'article: CM0003188



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le récepteur GLP2R humain (récepteur du peptide-2 de type glucagon) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation des GPCR et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLP2R Rabbit mAb
Remarques/Alias	GLP2R
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	9340
Identifiant du gène	9340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-553 du GLP2R humain (NP_004237.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95838
Poids protéique	63kDa
Expédition	Sac de glace