

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glra2 Pour Wb Et Elisa - P23416

Numéro d'article: CM0014074



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GLRA2 humaine (sous-unité alpha-2 du récepteur de la glycine). Validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neuroscience et sur les synapses inhibitrices.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLRA2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GLR; MRXSP; GLRA2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2742
GeneID	2742
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350-420 de GLRA2 humaine (NP_002054.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23416
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace