


## Anticorps Polyclonal Anti-Grx Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35754

Numéro d'article: CM0027202



### Introduction

L'anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-GLRX cible la glutarédoxine-1 humaine, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, cet anticorps polyclonal soutient la recherche sur la biologie redox et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-GLRX                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | GRX ; GRX1 ; GLRX                                                                                                              |
| Espèce               | Humain                                                                                                                         |
| ID de gène (Humain)  | 2745                                                                                                                           |
| ID de gène           | 2745                                                                                                                           |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-106 de la GLRX humaine (NP_002055.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                | P35754                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 12 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |