


Anticorps Polyclonal Anti-Glrx3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 076003

Numéro d'article: CM0012889



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GLRX3 humain (PICOT, GRX4), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible le facteur d'assemblage du cluster fer-soufre cytosolique impliqué dans la régulation de l'hypertrophie cardiaque et la maturation de l'hémoglobine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GLRX3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRX3; GRX4; GLRX4; PICOT; TXNL2; TXNL3; GLRX3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10539
GeneID	10539
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-335 du GLRX3 humain (NP_001186797.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	076003
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace