


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Grx3 Pour Wb, Ip, Elisa - 076003

Numéro d'article: CM0024836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GLRX3 validé pour WB, IP, ELISA sur échantillons humains. La Glutaredoxine-3 intervient dans l'assemblage des clusters fer-soufre cytosoliques, la régulation de l'hypertrophie cardiaque et la maturation de l'hémoglobine. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et hématologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLRX3 Lapin pAb
Remarques/Alias	GRX3, GRX4, GLRX4, PICOT, TXNL2, TXNL3, GLRX3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10539
ID de gène	10539
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-335 du GLRX3 humain (NP_001186797.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	076003
Poids moléculaire	37kDa
Expédition	Sac de glace