

Anticorps Polyclonal Anti-GLS2 Pour Wb, Elisa - Q9Ui32

Numéro d'article: CM0024510



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GLS2 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Glutaminase mitochondriale impliquée dans le métabolisme et la suppression tumorale. Idéal pour le développement IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GA; GLS; LGA; hLGA; GLS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27165
GeneID	27165
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 545-602 de la GLS2 humaine (NP_037399.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Ui32
Poids moléculaire de la protéine	66kDa
Expédition	Sac de glace