


Anticorps Monoclonal Anti-Glucagon Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numéro d'article: CM0007091



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le glucagon humain, validé pour IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Un outil clé pour l'étude de la signalisation du glucagon dans le métabolisme du glucose et la recherche sur le diabète.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Glucagon Lapin mAb
Remarques/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2641
GeneID	2641
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du glucagon humain (NP_002045.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01275
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace