


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Glucagon Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numéro d'article: CM0003646



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute spécificité ciblant le pro-glucagon humain (Glucagon, GLP-1, GLP-2). Validé pour IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le diabète et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glucagon Rabbit mAb
Remarques / Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2641
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 du glucagon humain (NP_002045.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P01275
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace