


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glucagon Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Numéro d'article: CM0005402



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le glucagon humain (GCG) pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose, le diabète et les hormones intestinales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-glucagon
Remarques/Alias	GLP1, GLP2, GRPP, GLP-1, Glucagon
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2641
ID de gène	2641
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 21-120 du glucagon humain (NP_002045.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01275
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace