


## Anticorps Polyclonal Anti-Récepteur Du Glucagon (Gcgr) Pour Wb, If-P, Elisa - P47871

Numéro d'article: CM0017362



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le récepteur du glucagon humain (GCGR) pour WB, IF-P, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Adapté à la recherche sur le diabète et le métabolisme du glucose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | GCGR Rabbit pAb                                                                         |
| Remarques/Alias                  | GGR ; GL-R ; MVAH ; GCGR                                                                |
| Espèce                           | Humain                                                                                  |
| GeneID (Humain)                  | 2642                                                                                    |
| GeneID                           | 2642                                                                                    |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 50-150 du GCGR humain (NP_000151.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                   |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                   |
| Application                      | WB, IF-P, ELISA                                                                         |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                     |
| SWISS                            | P47871                                                                                  |
| Poids moléculaire de la protéine | 54 kDa                                                                                  |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                            |