

Anticorps Monoclonal Anti-Glucose-6-Phosphate Isomérase (Gpi) [Validé Kd] Pour Wb, If/Icc, Elisa - P06744

Numéro d'article: CM0010201



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD ciblant la glucose-6-phosphate isomérase (GPI), également connue sous le nom d'AMF/NLK, pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la GPI endogène dans des échantillons humains, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur la glycolyse et les cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] GPI Lapin mAb
Remarques/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2821
GeneID	2821
Immunogène	Protéine recombinante/Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la glucose-6-phosphate isomérase humaine (NP_000166.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06744
Poids moléculaire	63 kDa
Expédition	Sac de glace