

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glucose-6-Phosphate Isomerase Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06744

Numéro d'article: CM0028937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le glucose-6-phosphate isomérase humain (GPI/AMF/NLK). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la glycolyse, le cancer et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	glucose-6-phosphate isomerase Lapin pAb
Remarques/Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; glucose-6-phosphate isomerase
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2821
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du glucose-6-phosphate isomérase humain (NP_000166.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06744
Poids moléculaire	63kDa
Expédition	Sac de glace