

Anticorps Monoclonal Anti-Glucosylcéramidase Bêta (Gba) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04062

Numéro d'article: CM0002024



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Glucosylcéramidase bêta (GBA) humaine, validé pour Western blot, IHC sur paraffine et ELISA. Réactivité croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique lysosomique et la maladie de Gaucher.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Glucosylcéramidase bêta (GBA) Rabbit mAb
Remarques / Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosylcéramidase bêta (GBA)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2629
Identifiant du gène	2629
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 437 et 536 de la Glucosylcéramidase bêta (GBA) humaine (P04062)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04062
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace