

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glucosylcéramidase Bêta (Gba) Pour Wb Et Elisa - P04062

Numéro d'article: CM0026444



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GBA humain validé pour Western Blot et ELISA. Reconnaît la glucosylcéramidase acide lysosomale (60 kDa), une enzyme clé du métabolisme des sphingolipides, liée à la maladie de Gaucher et à la maladie de Parkinson.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glucosylcéramidase bêta (GBA) Lapin pAb
Remarques/Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosylcéramidase bêta (GBA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2629
GeneID	2629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-250 de la glucosylcéramidase bêta humaine (GBA) (NP_000148.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P04062
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace