


Anticorps Polyclonal Anti-GLUD1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00367

Numéro d'article: CM0028247



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GLUD1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Convient pour les études sur la déshydrogénase du glutamate, le métabolisme mitochondrial et l'homéostasie de l'insuline dans des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GLUD1
Remarques/Alias	GDH ; GDH1 ; GLUD ; hGDH1 ; GLUD1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2746
Identifiant du gène	2746
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 54-242 du GLUD1 humain (NP_005262.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00367
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace