


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-GLUD1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00367

Numéro d'article: CM0011966



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant le GLUD1 humain (glutamate déshydrogénase 1). Validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études métaboliques et en biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GLUD1 Lapin mAb
Remarques/Alias	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2746
GeneID	2746
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 459-558 du GLUD1 humain (P00367)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00367
Poids Protéique	61kDa
Expédition	Sac de glace