


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glud1/2 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00367/P49448

Numéro d'article: CM0006457



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre GLUD1/2 (GDH1/2) pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Validé pour la recherche sur le métabolisme du glutamate et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GLUD1/2
Remarques/Alias	GLUD2; GDH2; GLUDP1; GLUD1/2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	2746/2747
GenelD	2746/2747
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 319-558 de GLUD1/2 humain (NP_036216.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P00367/P49448
Poids moléculaire	61 kDa
Expédition	Sac réfrigérant